
FICHA TÉCNICA



Software de gestión.


ECG SE1515

El **software de gestión de datos SE 1515** está diseñado para recibir, procesar y almacenar señales de ECG en reposo de pacientes adultos y pediátricos.
Con funcionalidades clave como la integración con sistemas HIS, PACS y EMR, el SE1515 asegura un flujo de trabajo eficiente.
Representa la unión entre funcionalidad y facilidad de uso, garantizando precisión y seguridad en la atención médica



Análisis de onda

CARACTERÍSTICAS



Visualización de informe

- **Compatible con Electrocardiógrafos LEEX** SE-3, SE-300B, SE-301, SE-601C y SE-1201
- **Interfaz intuitiva y configurable.** Visualización, congelación y revisión de ondas.
- **Capacidades avanzadas de análisis.** Diagnósticos automáticos con algoritmos avanzados.
- **Gestión de datos y reportes.** Generación de reportes en múltiples formatos con capacidad de importar/exportar los mismos.
- **Conectividad que agiliza el flujo de trabajo.** Compatibilidad con sistemas HIS, PACS y EMR a través de DICOM y HL7.
- **Modularidad y escalabilidad.** Incorporación de funciones opcionales de manera sencilla.



Mediciones

WORKLIST - LISTA DE PACIENTES

VISUALIZACIÓN DE ONDAS

ANÁLISIS DE ECG

COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL

DIFERENTES USUARIO

CONECTIVIDAD

ESPECIFICACIONES

Requerimientos del sistema

CPU	Procesador Intel i3 o similar.
Memoria RAM	4G o superior
Pantalla	17" TFT, resolución: 1280x1024, 1366x768 19" TFT, resolución: 1440x900 21" TFT, resolución: 1920x1080
Impresoras recomendadas	HP2035, HP2010, HP202, HP3638
Sistema operativo	Windows 10 (32/64 bit), Windows 11

Funciones

Conexión de equipos	Compatible con electrocardiógrafos Leex SE3, SE301, SE601, SE1201. No hay límite en la cantidad de equipos que pueden ser conectados al programa.
Ondas ECG	Visualización e impresión de ondas ECG de 3, 6, 9, 12, 15, 16 y 18 derivaciones.
Congelación y revisión	Las ondas ECG pueden ser congeladas y revisadas.
Mediciones	Ajuste de puntos de medición y análisis, con medición manual utilizando una regla electrónica de alta precisión.
Filtros de alto rendimiento	Garantizan la estabilidad de las ondas ECG.
Gestión y procesamiento de datos	Funciones avanzadas de manejo y procesamiento de datos.
Formatos de reporte	Generación de reportes en múltiples formatos, incluyendo PDF, Word, JPG y BMP.
Idiomas	Múltiples, seleccionables por el usuario.
Medición y diagnóstico automáticos	Función de medición y diagnóstico automáticos configurable por el usuario.
Integración con sistemas	Total compatibilidad con HIS, PACS y EMR para sincronización de órdenes y resultados a través de estándares DICOM y HL7.

LEEX

hospitalarios	

CONFIGURACIÓN

ESTÁNDAR	Licencia digital (Tarjeta física con código de cliente) Cable serie (x1) Cable ethernet (x1) Manual de usuario Guía de usuario para interpretación Guía de instalación Función de Gestión de datos Función de Comunicación DICOM
OPCIONAL	Función de Comunicación HL7